

Nový ROUNDUP® GEL 150 mL - APLIKÁTOR K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

PŘESNÝ A SPOLEHLIVÝ

100% přípravku se dostane na list

Stejný výsledek s menším množstvím přípravku

Plevelé jednoleté: 1 klik = 0,3 ml

Plevelé vytrvalé: 2 kliky = 0,6 ml



KONZISTENCE PŘÍPRAVKU = GEL

Gel ulpívá na listech

Žádné nízko

pro okolní rostliny

Žádné skanuti

Žádný únik do půdy

BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR

Žádné riziko nechtěného otevření

- 1: Stisknout
- 2: Pozdvihnout




NÁVOD K POUŽITÍ

Stiskněte dávkovač gelu a naneste gel na plevel

Dávkování jedním prstem

Obsluha jednou rukou

Snadná a přesná aplikace



DÁVKOVAČ GELU

Podává přesné množství přípravku

Optimální dávka pro aplikaci na list

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Používání jednou rukou

Snadná aplikace na list

Umožňuje přesnou aplikaci v květinových a zeleninových záhonech a truhlících, trávnicích, chodnicích, vjezdch apod.

SAMOČISTÍCÍ APLIKÁTOR

Dávkovač není nutné čistit

Čistí se otěrem o list plevelé

Gel není znečišťován



EVIDENCE POUŽITÍ

Kontrola prvního otevření



VIDITELNÁ HLADINA PŘÍPRAVKU

Kontrola zbývajících množství



RŮZNÉ PLEVELE

NA RŮZNÝCH DRUZÍCH POVRCHŮ

Gel ulpívá na listech



Svlačec



Plevel v trávnicích



Květinové záhony



Nezpevněné cesty



Chodníky a dlažba



Truhlíky